



دانشکده پیراپزشکی البرز

واحد پراتیک

تجهیزات و پروسیجرهای آموزشی واحد مهارت های بالینی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CLINICAL SKILL LAB

- ۱- ایستگاه علائم حیاتی
- ۲- ایستگاه اکسیژن تراپی
- ۳- ایستگاه تزریقات عضلانی
- ۴- ایستگاه رگ گیری و خونگیری
- ۵- ایستگاه N-G tube گذاری
- ۶- ایستگاه اینتوباسیون
- ۷- ایستگاه ECG
- ۸- ایستگاه احیای قلبی ریوی
- ۹- ایستگاه سونداژ
- ۱۰- سایر مانکن ها و تجهیزات

ایستگاه علائم حیاتی



هدف

آموزش نحوه صحیح گرفتن علائم حیاتی و نحوه ثبت در چارت علائم حیاتی

وسایل و تجهیزات

۱- چارت علائم حیاتی

۲- ترمومتر

۳- گوشی پزشکی

۴- فشار سنج

ایستگاه اکسیژن تراپی



هدف

آموزش نحوه صحیح اکسیژن تراپی به همراه اندیکاسیون ها

وسایل و تجهیزات

- ۱- کپسول اکسیژن
- ۲- کانولای اکسیژن
- ۳- ماسک اکسیژن
- ۴- پمفلت آموزشی اکسیژن تراپی

ایستگاه تزریقات عضلانی




هدف

آموزش تشخیص محل و نحوه تزریق عضلانی همراه با تکنیک آسپیراسیون

وسایل و تجهیزات

- ۱- مانکن تزریق عضلانی
- ۲- سرنگ 10cc ، 5cc، 2cc
- ۳- آب مقطر
- ۴- پنبه الک
- ۵- دستکش
- ۶- سفتی باکس

ایستگاه رگ گیری و خونگیری



هدف

آموزش نحوه صحیح رگ گیری (تزریقات داخل وریدی و سرم درمانی)، تکنیک خونگیری و تزریقات
Id , Sc

وسایل و تجهیزات

- | | |
|---|---------------------------|
| ۱- دست مخصوص رگ گیری، خونگیری و تزریقات | ۲- مانکن مخصوص خونگیری |
| ۳- آنژیوکت در انواع ساینز | ۴- هیپارین لاک |
| ۵- سه راهی | ۶- ست سرم |
| ۷- سرم | ۸- چسب آنژیوکت |
| ۹- چسب cm | ۱۰- سرنگ انسولین 2cc -5cc |
| ۱۱- پنبه الکلی | ۱۲- دستکش |
| ۱۳- سفتی باکس | |

ایستگاه N-G tube گذاری



هدف

آموزش نحوه اندازه گیری طول مناسب لوله بینی - معده ای و انجام پروسیجر

وسایل و تجهیزات

۱- مانکن N-G tube گذاری

۲- N-G tube در انواع سایز

۳- ژل لوبریکن

۴- دستکش استریل

۵- چسب cm

ایستگاه اینتوباسیون



هدف

آموزش نحوه لوله گذاری داخل تراشه و خارج کردن آن

آموزش نحوه استفاده از LMA و air way

وسایل و تجهیزات

۱- مانکن اینتوباسیون ۲- لارنگوسکوپ میلر و مکینتاش ۳- لوله تراشه کاف دار در سایز های مختلف

۴- لوله تراشه بدون کاف در سایز های مختلف ۵- ماسک حنجره ای در سایز های مختلف

۶- air way ۷- ژل لوبریکن ۸- چسب cm ۹- پوستر سیستم تنفسی

ایستگاه ECG



هدف

آموزش نحوه صحیح نصب لید ها، گیره ها و کار با دستگاه ECG

وسایل و تجهیزات

۱- دستگاه ECG به همراه لید ها و گیره ها

۲- ژل لیدو کائین

۳- پوستر آموزشی نحوه گرفتن ECG

ایستگاه احیای قلبی ریوی



هدف



۱- آموزش تکنیک تنفس دهان به دهان، دهان به بینی و تنفس همراه با ماسک و آمبوبگ

۲- آموزش روش صحیح ماساژ قلبی

وسایل و تجهیزات



۱- مانکن CPR بزرگسال ۲- مانکن CPR اطفال ۳- ماسک و آمبوبگ

۴- تشک به منظور اجرای مانور CPR ۵- پوستر آموزشی احیای قلبی ریوی

ایستگاه سونداژ



هدف

آموزش نحوه صحیح انجام سونداژ و خارج کردن آن

وسایل و تجهیزات

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ۱- مانکن سونداژ خانم | ۲- مانکن سونداژ اقا | ۳- ست سونداژ |
| ۴- سوند فولی و نلاتون در انواع سایز | ۵- یورین بگ | ۶- ژل لیدوکائین |
| ۷- آب مقطر | ۸- سرنگ 20CC | ۹- دستکش استریل |

سایر مانکن ها و تجهیزات

- ۱- مانکن سیستم اسکلتی و عروقی بدن
- ۲- مانکن نیم تنه (اندام فوقانی)
- ۳- مولاژ های آناتومی (عضلات سر به همراه عروق و اعصاب - جمجمه - قلب - ریه - نای ...)
- ۴- افتالموسکوپ
- ۵- دستگاه تست تنفس
- ۶- وسایل سنجش قد و وزن (ترازو و متر)
- ۷- ست و وسایل پانسمان و انواع درن ها
- تخت معاینه به همراه پاراوان
- ۹- پوستر های آموزشی

